

# PROFESIONÁLNÍ TONOMETRY PRO VAŠI ORDINACI

# OMRON

## PRO



## OMRON 1320

- Přenosný, narázuvzdorný
- Auskultační i oscilometrické měření
- Na výběr 5 velikostí manžet GS2 (pro obvod paže 12–50 cm) s délkou hadičky 1 m. Možnost dokoupení prodlužovací hadičky s délkou 3,5 m.
- Napájení: dobíjecí akumulátor
- Součástí dodávky: přístroj, manžeta M (22–32 cm), L (32–42 cm), akumulátor, síťový zdroj
- **Určeno pro použití u dospělých a dětí ve věku od 3 let\***



## OMRON 1120


- Auskultační i oscilometrické měření
- Na výběr 5 velikostí manžet GS2 (pro obvod paže 12–50 cm) s délkou hadičky 1 m.
- Napájení: 4× AA baterie (volitelné) nebo síťový zdroj
- Součástí dodávky: přístroj, manžeta M (22–32 cm), síťový zdroj
- **Určeno pro použití u dospělých a dětí ve věku od 3 let\***

## OMRON 907



- Auskultační nebo oscilometrické měření, 3 měřicí módy
- Na výběr 3 velikosti manžet (pro obvod paže 17–42 cm)
- Napájení: dobíjecí akumulátor
- Součástí dodávky: přístroj, manžeta M (22–32 cm), akumulátor, síťový zdroj
- Bohaté volitelné příslušenství vč. držáku na zeď a stojanu
- **Určeno pro použití u dospělých pacientů\***



 Česká společnost pro hypertenzi doporučuje pravidelné měření krevního tlaku

 **CELIMED®**  
Vše pro zdraví

\*Uvedené modely nejsou vhodné pro měření těhotných žen  
- v tomto případě nás kontaktujte, poradíme Vám s výběrem vhodného modelu



## OMRON NightView

### Tonometr na zápěstí s Bluetooth připojením

- Aplikace OMRON Connect pro práci s daty i jejich export
- Ideální pro měření krevního tlaku během spánku\*
- V průběhu noci v nastavených časech provede tonometr tři měření
- Při této činnosti vás přístroj nevzbudí\*\* - bezhlučný piezo kompresor (0dB)
- 350 pamětí pro jednoho uživatele

\* *Denní hodnoty jsou pouze polovina obrazu zdravotního stavu pacienta.*

\*\**NightView vyruší během spánku méně než 20 % pacientů, oproti více než 70 % případům při měření tlakovými holterly na paži ABPM<sup>1)</sup>*

<sup>1)</sup> Leong, Darryl, et al. Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. 2015.



# PRO

## OMRON Complete

### Tonometr s EKG (2v1) a Bluetooth připojením

- Aplikace OMRON Connect pro práci s daty i jejich export
- Ideální pro prevenci mozkové mrtvice a srdečního infarktu
- Jednokanálové bezkabelové EKG měření
- Analýza EKG (AFib - fibrilace síní, tachykardie, bradykardie, sinusového rytmu)
- EKG křivka v reálném čase se zobrazí na displeji vašeho telefonu (v aplikaci OMRON Connect)
- Samotný tonometr má malý displej zobrazující sys/dia tlak a puls
- Měkká Easy manžeta se snadným utažením (22–42 cm)
- 90 pamětí pro jednoho uživatele

## KLINICKY OVĚŘENÉ TONOMETRY PRO DOMÁCÍ I PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



## OMRON M7 Intelli IT AFib

### Tonometr s Bluetooth připojením

- Aplikace OMRON Connect pro práci s daty i jejich export
- **NOVĚ TruRead mód - pro objektivní výsledky, průměr tří měření s nastavitelným intervalem**
- Intellisense AFib - detekce síňové fibrilace současně s měřením tlaku
- Unikátní Intelli manžeta (22–42 cm) odstraňuje chyby vznikající nesprávným umístěním na paži
- 2 uživatelé × 100 pamětí + host



## OMRON M6 Comfort AFib

- **NOVĚ TruRead mód - pro objektivní výsledky, průměr tří měření s nastavitelným intervalem**
- Intellisense AFib - detekce síňové fibrilace současně s měřením tlaku
- Unikátní Intelli manžeta (22–42 cm) odstraňuje chyby vznikající nesprávným umístěním na paži
- 2 uživatelé × 100 pamětí + host

- **Aplikace OMRON Connect pro sdílení výsledků pacient – lékař**
- Měření tlaku u uvedených přístrojů je možné i bez aplikace OMRON Connect
- Detailní informace o uvedených přístrojích naleznete na [www.krevnitlak.cz](http://www.krevnitlak.cz)
- Více informací o AFib najdete na [www.afib.cz](http://www.afib.cz)