



Servisní středisko OMRON  
CELIMED s.r.o  
Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí nad Labem  
[info@celimed.cz](mailto:info@celimed.cz) [www.celimed.cz](http://www.celimed.cz)  
servisní středisko sídlí pouze v Ústí n.L.

## OPRAVY TONOMETRŮ OMRON

platnost od 1.1.2025

**CELIMED s.r.o.**

- oficiální zástupce a jediný poskytovatel servisních služeb pro výrobky Omron Healthcare v ČR dle zákona č.375 a 376/2022 Sb. a
- registrovaný subjekt č. 332 pro opravy stanovených měřidel u Českého metrologického institutu

### Zákonné podmínky pro provoz tonometrů.

Kontrolu přesnosti měření a funkcí tonometrů OMRON doporučuje výrobce provádět každé 2 roky. Pouze tak bude splněna bezpečnost uživatelů a třetích osob dle zákona č. 375 a 376/2022 Sb.

| <b>Ceník oprav tonometrů OMRON</b>   |  | Cena vč. 12% DPH          |
|--|--|---------------------------|
| Tonometr je lékařský Zdravotnický prostředek ve II.a bezpečnostní třídě a stanovené měřidlo. Opravujeme pouze tonometry OMRON. |  |                           |
| 1.   | Kontrola přesnosti měření*, menší servisní zásah, protokol - účtujeme vždy   | 380,- Kč                  |
| 2.   | Průměrná cena opravy – výměna manžety ( materiál, kontrola přesnosti, dobírka )  | do 1000,- Kč<br>+poštovné |
| 3.   | Úřední ověření přesnosti stanoveného měřidla (rtuťový,deformační, nebo elektronický tonometr) dle zák.505/1990, vylepení úřední značky | 380,-Kč                   |
| 4.   | Vystavení potvrzení o ověření stanoveného měřidla (volitelné – na požádání)  | 112,-Kč                   |
| 5.   | Poštovné - Obchodní balík – dobírka Česká pošta  | 132,- Kč                  |

\* statická i dynamická kontrola přesnosti je prováděna dle doporučení výrobce na metrologicky ověřeném kalibračním etalonu PA350E

**Termíny oprav:** Běžné opravy cca do 14 dnů, složitější dle možností.

**Přeprava:** Kompletní tonometry (včetně manžety, balónku atd.) zasílejte k opravě v původním nebo jiném spolehlivém přepravním obalu s čitelnou adresou, popisem závady a dalšími doplňujícími údaji např. tel. číslo. Vyúčtování opravy provádíme dobírkou.

**Nerentabilní oprava :** Součástí každé opravy je posouzení technického stavu. V případě vyhodnocení opravy jako nerentabilní servisní technik navrhne jiné cenově výhodné řešení (výměna základní jednotky nebo kompletního přístroje za zvýhodněnou cenu atd. )

**Výdej oprav :** pouze prostřednictvím České pošty na dobírku

**Spotřební náhradní díly (manžety, balónky, hadičky, konektory)** s popisem, cenou a kompatibilitou naleznete na [www.celimed.cz](http://www.celimed.cz) - produkty – sekce příslušenství, kde je lze samostatně zakoupit v e-shopu

**Záruční opravy.** V případě uplatnění záruky se vždy obraťte (s kompletním přístrojem a potvrzeným záručním listem) na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.